



Therapiegegevens



YpsoPump®

Personalia

Voor en achternaam:

Geboortedatum:

Insuline (streep door wat niet van toepassing is):

Novorapid Pumpcarts / Fiasp Pumpcarts

Basaalstanden mylife YpsoPump:

Basaalsnelheid van ... tot ... uur					Basaalsnelheid
00:00	uur	tot	...	uur	
...	uur	tot	...	uur	
...	uur	tot	...	uur	
...	uur	tot	...	uur	
...	uur	tot	...	uur	
...	uur	tot	24:00	uur	

Boluswizardgegevens:

Minimale Glucose voor berekening in mmol/L (2.9 – 4.4)	
Maximale voorgestelde bolus in units (0.5 – 30)	
Glucosedoelwaarde in mmol/l (4.4 – 11)	
Correctiefactor mmol/l per unit (0.1 – 22)	
Duur insuline actie in uren (2.0 – 8.0)	

Insuline/KH- verhouding van ... tot ... uur					Ratio (1 – 150)
00:00	uur	tot	...	uur	
...	uur	tot	...	uur	
...	uur	tot	...	uur	
...	uur	tot	...	uur	
...	uur	tot	24:00	uur	

mylife CamAPS instellingen

Persoonlijke glucosedoelwaarde (in automode)	
TDD (gemiddelde totale insulinedosis over 5-7 dagen)	
Gewicht in kg	