



## mylife™ YpsoPump® Overzicht iconen

### Navigatiehulpmiddelen

	Annuleren
	Bevestigen
	Vooruit om te ontgrendelen
	Vooruit
	Eén menuniveau omhoog
	Een stap terug

### Algemene iconen

	Melding
	Waarschuwing
	Hoorbaar signaal
	Trilsignaal
	Batterijstatus
	Batterij verwijderd
	Verwijder batterij
	Aandrijfstang draait terug
	Infuusslang voorvullen loopt
	Canule voorvullen loopt
	Koppel de infuusset los van uw lichaam
	Klaar voor Bluetooth®-koppeling
	Bluetooth®-koppeling loopt
	Druk gedurende 2 seconden de functietoets in
	Totale hoeveelheid insuline per dag (basaal en bolus)

Lees de gebruikershandleiding



Dit overzicht iconen is alleen geldig voor het volgende mylife™ YpsoPump®-artikel: REF 700009423 (Nederland) and REF 700009437, REF 700009438, REF 700009439 (Belgium).

U vindt het artikelnummer (REF) van uw mylife™ YpsoPump® op uw apparaat en op het etiket van uw startersset.

### Iconen in het hoofdmenu en de submenu's

	Bolus
	Standaardbolus
	Verlengde bolus
	Combinatiebolus
	Basaalsnelheden
	Basaalsnelheidsprofiel A
	Basaalsnelheidsprofiel B
	Overschakelen naar basaalsnelheidsprofiel A
	Overschakelen naar basaalsnelheidsprofiel B
	Functie "Tijdelijke basaalsnelheid"
	Functie "Tijdelijke basaalsnelheid" geactiveerd/annuleren
	Vervangen patroon en huidig niveau patroon
	Terugdraaien van de aandrijfstang
	Infuusset voorvullen
	Infuusslang voorvullen
	Canule voorvullen

**Vrijwaring:** Het woordmerk Bluetooth® en bijbehorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc., voor gebruik hiervan door Ypsomed AG is een licentie verleend. Andere productnamen en handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.

	Gegevens
	Therapiegegevens
	Waarschuwingenhistorie
	Startmodus/overschakelen naar stopmodus
	Stopmodus/overschakelen naar startmodus
	Instellingen
	Tijd van de dag
	Datum
	Bolusverhogingsstap instellen
	Blinde bolus actief/deactiveren
	Blinde bolus inactief/activeren
	Toegangsvergrendeling actief/deactiveren
	Toegangsvergrendeling inactief/activeren
	Schermmotatie
	Bluetooth® actief/deactiveren
	Bluetooth® inactief/activeren
	Bluetooth®-koppeling

### Waarschuwsiconen

	Geen batterij
	Batterij leeg
	Batterij niet geschikt
	Opladen interne oplaadbare batterij
	Occlusie
	Geen insuline
	Patroon leeg
	Automatische stop
	Elektronische fout

### Meldingsiconen

	Patroon bijna leeg
	Batterij bijna leeg
	Aandrijfstang nog niet helemaal teruggedraaid
	Voorvullen nog niet afgesloten
	Bolus geannuleerd
	Functie "Tijdelijke basaalsnelheid" afgerond of geannuleerd
	Insulinepomp is gestopt
	Bluetooth®-verbinding mislukt

**Nederland** Ypsomed BV // Postbus 1190 // 3430 BD Nieuwegein // info@ypsomed.nl // www.mylife-diabetescare.nl // Klantenservice: 0800-9776633

**Belgium** Ypsomed BVBA // Allée de la Recherche 12 // 1070 Bruxelles // info@ypsomed.be // www.mylife-diabetescare.be // Customer Service: 0800 -294 15



Ypsomed AG  
3401 Burgdorf, Switzerland

